

Andare oltre.

NSK

Il micromotore chirurgico più applaudito a livello internazionale Surgic Pro si è evoluto in Surgic Pro2.

I miglioramenti sono 3: operatività, sicurezza ed espandibilità wireless.

Set completo include:

- Unità di controllo
- Micromotore SG80M con o senza LED
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con o senza luce
- Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)



OPZIONE OPT

- Unità di controllo Surgic Pro2 OPT
- Contrangolo con luce, riduttore 20:1



OPZIONE NON - OPT

- Unità di controllo Surgic Pro2 OPT
- Contrangolo con luce, riduttore 20:1



~~Surgic Pro2 OPT 3999 €~~

3499€

~~Surgic Pro2 NON OPT 2999 €~~

2499€



Valigetta Surgic Pro2 OMAGGIO

HDC

HEALTH DEVELOPMENT COMPANY

CEL. 3498282500 MAIL COMMERCIALE@HDC-ITALY.COM

PROMO
ottobre 2024

più rapido più sicuro.

NSK

L'avvitatore protesico cordless iSD900 NSK aiuta a fissare e rimuovere in totale sicurezza le viti protesiche, le cappette e i pilastri di guarigione durante le procedure implantari, aumentando la velocità di trattamento fino al 50%.



MODELLO: iSD900 (230 V)	CODICE: Y1001358
Specifiche Tecniche	
Torque	10-40Ncm in 1 or 5 Ncm increments
Velocità	15, 20, 25 min ⁻¹
Peso	148 g (iSD900 Motor + iSD-HP)
Tempo di ricarica	90 min* ca
Tempo di funzionamento continuo	Max 72 min*
*Questi parametri possono variare in base all'ambiente di utilizzo.	
Contenuto	
Motore iSD900 / iSD-HP / Caricatore iSD900 / Calibratore Torque / Leva On/Off	

~~iSD900 - 2083€~~

1309€

SIDÒ
Società Italiana
di Ortodonzia

HDC

HEALTH DEVELOPMENT COMPANY

CEL. 3498282500 MAIL COMMERCIALE@HDC-ITALY.COM

PROMO

ottobre 2024